

## InkTattoo

<b>Beschreibung</b>	Trägerlose, selbstklebende Inkjet-Folie, einseitig mit Silikonpapier abgedeckt.						
<b>Einsatzbereich</b>	Entwerfen Sie Ihr eigenes Tattoo nach Ihren Vorlagen. Kurzfristige Körperdekoration – „das Tattoo für einen Abend“.						
<b>Eigenschaften</b>	<b>InkTattoo</b> wurde dermatologisch getestet und ist für normal empfindliche Haut gut geeignet. <b>InkTattoo</b> ist mit jedem Inkjet-Bürodrucker bedruckbar. Die Ausgabequalität ist abhängig vom Gerät, der verwendeten Tinte und der Einstellung des Druckertreibers.						
<b>Druckereinstellung</b>	Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit der Einstellung „Normalpapier“ bei 360 dpi oder 720 dpi Auflösung.						
<b>Verarbeitungshinweise</b>	<p>Bedrucken Sie die matte Seite von <b>InkTattoo</b> mit einem Motiv Ihrer Wahl. Falls Ihr Drucker Probleme beim Einzug von <b>InkTattoo</b> bereitet, versehen Sie bitte den oberen Rand der Druckseite mit einem Klebestreifen und knicken Sie den Klebestreifen nach hinten um. Schneiden Sie das bedruckte, getrocknete Tattoo mit einer Schere aus. Runden Sie die Ecken ab. Lösen Sie Ihr Tattoo vorsichtig vom Abdeckpapier. Positionieren Sie Ihr Tattoo möglichst auf einer haarfreien Stelle und tupfen Sie das Tattoo mit dem Finger fest. Hautcremes, Kosmetika, Sonnenschutz etc. können die Klebkraft des Tattoos auf der Haut negativ beeinflussen. Vermeiden Sie starke Feuchtigkeitseinwirkung Ihres Tattoos. Falls Ihr Tattoo einmal naß wird, tupfen Sie es mit einem Kosmetiktuch trocken. Mit Wasser und Seife läßt sich Ihr Tattoo wieder leicht vom Körper entfernen.</p> <p>Verwenden Sie <b>InkTattoo</b> auch zum Dekorieren von Finger- und Zehennägeln. Verfahren Sie wie oben beschrieben. Übertragen Sie Ihr fertiges Tattoo auf Ihren Finger- oder Zehennagel und bestreichen Sie das Tattoo vorsichtig mit einem klaren Nagellack. Nach dem Trocknen des Nagellackes ist Ihr Tattoo waschbeständig. Ihr Nagel-Tattoo entfernen Sie ganz einfach, indem Sie es vom Nagel abziehen. Lackreste entfernen Sie mit Nagellackentferner.</p>						
	<table><tr><td><u>Klebstoff</u></td><td>dermatologisch getestet</td></tr><tr><td><u>Abmessung</u></td><td>Blattware DIN A4</td></tr><tr><td><u>Verbunddicke</u></td><td>~ 220 µm</td></tr></table>	<u>Klebstoff</u>	dermatologisch getestet	<u>Abmessung</u>	Blattware DIN A4	<u>Verbunddicke</u>	~ 220 µm
<u>Klebstoff</u>	dermatologisch getestet						
<u>Abmessung</u>	Blattware DIN A4						
<u>Verbunddicke</u>	~ 220 µm						
<b>Lagerung</b>	<b>InkTattoo</b> sollte in der Originalverpackung kühl und trocken aufbewahrt werden.						
<b>Hinweis</b>	Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.						